

ПАМЯТКА: работа с аккумуляторами

Перед эксплуатацией:

- Перед первым использованием, а также после длительного хранения, необходимо провести 2-3 цикла «заряда-разряда» аккумуляторов.
- Перед каждым использованием проверяйте целостность изоляционного слоя – не допускается эксплуатация аккумуляторов с повреждениями.

Зарядка аккумуляторов:

- Заряжайте не менее 6 часов.
- Применяйте только совместимое зарядное устройство (для NiMH).

При продолжительном хранении необходимо производить подзарядку аккумуляторов с периодичностью раз в 3-6 месяцев.

